


Come definire la taglia del Tutore Anteriore

Utilizzando un metro a nastro o un righello, misura la sezione della zampa anteriore dal carpo (A) a terra (B) come rappresentato nel seguente schema.

Infine, scegliere la misura in centimetri corrispondente nel menù di selezione della taglia.



XXS (Altezza A-B 4 cm)

XS (Altezza A-B 6 cm)

S (Altezza A-B 8 cm)

M (Altezza A-B 9 cm)

L (Altezza A-B 10 cm)

XL (Altezza A-B 11 cm)